

**RIGAKU**  
オリジナル 

小型グローブボックス内にも設置が容易です

**RIGAKU**  
オリジナル 

スリムな本体なのでΦ300ポートから挿入可能です

**RIGAKU**  
オリジナル 

設置の自由度が高まります



### 自由なレイアウト

小型化のため天秤部本体を制御回路部と分離しました

### 省配線

天秤部本体と制御回路部の接続は2本のケーブルだけ

### 高い基本性能

水平差動トリプルコイルがドリフト原因となる様々な変動をキャンセルします

### 試料観察機能

好評の試料観察機能を使用できます（オプション）

— その他の主な機能 —

- ◇多様な電気炉をラインナップ
  - ◇オートサンプルチェンジャー対応（オプション）
  - ◇ガスの導入、排気対応も可能\*
- ※お気軽にご相談ください

- ◇電気炉開閉は離れた制御回路部からボタン操作
- ◇分離定量性に優れたダイナミック TG を搭載
- ◇ガス分析装置への接続も可能\*

製品改良にともない、やむをえず仕様・外観などを予告なく変更させていただく場合があります。ご了承ください。